

NORIKS KneeFix — ortopedska steznica za koljeno

Podesiva kompresija, bočni stabilizatori i gel jastučić za čašicu.

Kompresija	Podesiva kotačićem, bez skidanja steznice
Stabilizacija	Dva bočna stabilizatora
Jastučić	Gel jastučić koji obuhvaća čašicu koljena
Držanje	Silikonski protuklizni rub
Veličine	S/M – 2XL prema tjelesnoj težini; izvedba za lijevo i desno koljeno



U PAKIRANJU

- 1 steznica za koljeno (oznaka L = lijevo, R = desno)

BRZI POČETAK

1. Provjerite oznaku za lijevo ili desno koljeno.
2. Otpustite kotačić do kraja i navucite steznicu kao čarapu.
3. Poravnajte otvor oko čašice i postupno zategnite kompresiju.

1. Odabir veličine

Veličina	Tjelesna težina
S/M	50 – 75 kg
L	75 – 90 kg
XL	90 – 110 kg
2XL	110 – 130 kg

Steznica se izrađuje odvojeno za lijevo i desno koljeno. Prije stavljanja provjerite oznaku — obrnuto stavljena steznica ne drži stabilizatore na pravom mjestu.

2. Stavljanje

- 1 Otpustite kotačić za kompresiju do kraja (okretanje ulijevo).
- 2 Navucite steznicu preko stopala do koljena, kao čarapu.
- 3 Namjestite je tako da otvor bude točno oko čašice, a gel jastučić je obuhvaća.
- 4 Provjerite da su bočni stabilizatori sa strane koljena, a ne sprijeda.
- 5 Kotačićem postupno zategnite kompresiju do ugodnog osjećaja potpore.

Udoban oslonac u 3 koraka



1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Tri koraka do ispravnog dosjeda.



Kotačić, bočni stabilizatori i gel jastučić.

3. Podešavanje kompresije

- Kompresiju mijenjajte tijekom dana: čvršće pri hodaњу, stepenicama i dužem stajanju, opuštenije pri sjedenju i odmoru.
- Ispravno zategnuta steznica se pri hodu **ne pomiče**, a potkoljenica ostaje normalne boje i topline.
- Kotačić se okreće i dok je steznica na nozi — nije potrebno skidati je.



Bočni stabilizatori prate savijanje koljena.

4. Koliko dugo nositi

- Prvi dani: 2 – 3 sata dnevno, dok se koljeno ne navikne.
- Zatim: tijekom aktivnosti koje opterećuju koljeno — hodanje, rad, trening, stepenice.
- Ne nosite je tijekom spavanja.

5. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Steznica klizi prema dolje	Preslaba kompresija ili vlažna koža	Dodatno zategnite kotačić; silikonski rub obrišite vlažnom krpom da vrati prijanjanje
Trnci ili utrnulost potkoljenice	Prejaka kompresija	Odmah popustite kotačić; ako se osjećaj ne povuče u nekoliko minuta, skinite steznicu

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Otvor ne stoji oko čašice	Steznica navučena prenisko ili obrnuta izvedba L/R	Provjerite oznaku i pomaknite steznicu tako da jastučić obuhvati čašicu
Steznica se uvija u pregibu	Prevelika veličina	Uzmite manji broj prema tablici težine

6. Pranje i njega

- Ručno pranje na 30 °C blagim deterdžentom, bez omekšivača i izbjeljivača.
- Sušite na zraku, položeno. Ne u sušilici, na radijatoru ni na suncu.
- Silikonski rub povremeno obrišite vlažnom krpom da zadrži prianjanje.
- Kotačić i vodilice držite suhima i čistima od pijeska i prašine.

KneeFix je svakodnevna potpora, a ne medicinski tretman. Kod akutne ozljede, jakog otoka, vrućeg ili nestabilnog koljena te nakon operacije o nošenju odlučite s liječnikom.

7. Jamstvo, zamjena i povrat

- 30 dana za povrat novca — proizvod vratite u stanju u kojem ste ga primili.
- Besplatna zamjena veličine unutar 90 dana. Dovoljan je e-mail, bez papirologije.
- Za zamjenu ili povrat pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.