

## NORIKS PureDry — perive bokserice za inkontinenciju

Do 300 ml upijanja, sedmoslojna jezgra i vodoodbojna membrana.

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upijanje   | Do 300 ml                                                                                            |
| Građa      | Vanjski sloj bambusovo vlakno s elastanom, 7-slojna upijajuća jezgra, vodoodbojna prozračna membrana |
| Certifikat | Oeko-Tex® — bez štetnih tvari                                                                        |
| Veličine   | S – 8XL prema opsegu bokova                                                                          |
| Pranje     | 30 – 40 °C, nježni program, sušenje na zraku                                                         |



### U PAKIRANJU

- Bokserice prema odabranom paketu

### BRZI POČETAK

- Izmjerite opseg bokova na najširem mjestu i odaberite veličinu iz tablice.
- Nosite ih kao obično donje rublje — upijajuća jezgra je već ugrađena.
- Isperite ih hladnom vodom prije pranja i perite na 30 – 40 °C, bez omekšivača.

### 1. Odabir veličine

| Veličina | Opseg bokova  |
|----------|---------------|
| S        | do 76 cm      |
| M        | 77 – 85 cm    |
| L        | 86 – 94 cm    |
| XL       | 95 – 102 cm   |
| 2XL      | 103 – 114 cm  |
| 3XL      | 115 – 121 cm  |
| 4XL      | 122 – 129 cm  |
| 5XL      | 130 – 137 cm  |
| 6XL      | 138 – 145 cm  |
| 7XL      | 146 – 153 cm  |
| 8XL      | 154 cm i više |

Ako ste između dvije veličine, odaberite veći broj — jezgra tako bolje nalegne i upijanje je pouzdanije.

### 2. Prije prvog nošenja

- Operite bokserice prije prve uporabe — upijajuća jezgra tek nakon prvog pranja postiže punu moć upijanja.

- Ne koristite omekšivač ni pri prvom pranju: oblaže vlakna i smanjuje upijanje.

### 3. Nošenje tijekom dana

- Nosite ih kao obično donje rublje — nije potreban dodatni uložak.
- Kod blagog curenja jedan par obično traje cijeli dan.
- Kod jačeg curenja planirajte izmjenu sredinom dana i par ponesite sa sobom u vodonepropusnoj vrećici.
- Osjećaj vlage na koži znak je da je jezgra puna — zamijenite par.



Sedmoslojna jezgra ostaje neprimjetna ispod odjeće.



Kroj i izgled kao kod običnog rublja.

### 4. Pranje i njega

- 1 Nakon nošenja isperite bokserice hladnom vodom dok voda ne postane bistra.
- 2 Perite na 30 – 40 °C na programu za osjetljivo rublje, s rubljem sličnih boja.
- 3 Bez omekšivača i izbjeljivača.
- 4 Sušite na zraku. Ne u sušilici i ne na radijatoru — membrana ne podnosi visoku temperaturu.

Uz pravilno pranje bokserice zadržavaju upijajuću moć kroz stotine pranja i zamjenjuju jednokratne uloške i pelene.

### 5. Rješavanje problema

| Što se događa           | Uzrok                                   | Rješenje                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Upijanje je oslabilo    | Omekšivač je zatvorio vlakna            | Operite dva puta bez deterdženta na 40 °C; ubuduće bez omekšivača  |
| Vlaga se osjeti na koži | Jezgra je puna                          | Zamijenite par; kod jačeg curenja planirajte izmjenu sredinom dana |
| Curenje sa strane       | Prevelika veličina — jezgra ne prijanja | Uzmite manji broj                                                  |

| Što se događa               | Uzrok                               | Rješenje                                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Neugodan miris nakon pranja | Bokserice nisu isprane prije pranja | Uvijek isperite hladnom vodom prije stroja; povremeno dodajte pola šalice octa u pranje |

## 6. Jamstvo, zamjena i povrat

- 30 dana za povrat novca — proizvod vratite u stanju u kojem ste ga primili.
- Besplatna zamjena veličine unutar 90 dana. Dovoljan je e-mail, bez papirologije.
- Za zamjenu ili povrat pišite na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) i navedite broj narudžbe.