

NORIKS FisioRest — uređaj za vrat

Cervikalna trakcija, toplina i vibracija u jednom uređaju.

Sadržaj pakiranja

- Uređaj FisioRest
- Adapter s kabelom
- Navlaka
- Upute

Priprema

- 1 Uređaj priključite na struju priloženim adapterom i puniti oko 2 sata prije prve uporabe.
- 2 Provjerite je li navlaka ispravno navučena.
- 3 Uređaj položite na ravnu podlogu (krevet, prostirka, kauč).

Uporaba

- 1 Ležite na leđa i vrat položite u udubljenje uređaja tako da glava bude oslonjena, a ramena na podlozi.
- 2 Držite gumb „Auto“ oko 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline, vibracije i trakcije.
- 3 Opustite se 15 minuta. Disanje neka bude mirno i duboko.
- 4 Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta uporabe.



Položaj vrata na uređaju

Preporučeni raspored

Cilj	Trajanje	Učestalost
Održavanje	15 min	1× dnevno

Izražena napetost	15 min	2× dnevno (jutro i večer)
-------------------	--------	---------------------------

Prvih nekoliko dana koristite kraće (7–10 min) dok se vrat ne navikne na istezanje.



KORAK 1: Napunite
Punite 2 sata priloženim adapterom i kabelom



KORAK 2: Položite
Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.



KORAK 3: Opustite se
Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta uporabe*

Tri koraka uporabe

Održavanje

- Navlaku skinite i perite na 30 °C, sušite na zraku.
- Uređaj brišite suhom ili blago vlažnom krpom. Ne uranjajte ga u vodu.
- Čuvajte na suhom mjestu, izvan dosega djece.

Ne koristite kod svježe ozljede vrata, prijeloma, osteoporoze, ugrađenog elektrostimulatora srca, u trudnoći te kod jakih vrtoglavica. Ako se tijekom uporabe pojavi bol, trnci ili vrtoglavica, odmah prekinite i javite se liječniku.