

NORIKS KneeFix — ortopedska steznica za koljeno

Podesiva kompresija, bočni stabilizatori i gel jastučić za čašicu.

Odabir veličine

Veličina	Tjelesna težina
S / M	50–75 kg
L	75–90 kg
XL	90–110 kg
2XL	110–130 kg

Steznica se izrađuje u izvedbi za **lijevo** i **desno** koljeno — provjerite oznaku prije stavljanja.

Stavljanje

- 1 Otpustite kotačić za kompresiju do kraja (okretanje ulijevo).
- 2 Navucite steznicu preko stopala do koljena, kao čarapu.
- 3 Namjestite je tako da **otvor bude točno oko čašice koljena**, a gel jastučić je obuhvaća.
- 4 Bočni stabilizatori moraju ležati sa strane koljena, ne sprijeda.
- 5 Kotačićem postupno zategnite kompresiju do ugodnog osjećaja potpore.



Tri koraka do ispravnog dosjeda

Podešavanje kompresije

Kompresiju mijenjajte tijekom dana: čvršće pri hodaњу, stepenicama i dužem stajanju, opuštenije pri sjedenju i odmoru.

Ispravno zategnuta steznica se **ne pomiče** pri hodu, a prsti ispod koljena ostaju normalne boje i topline. Ako osjetite trnce ili primijetite otok, odmah popustite kotačić.



Kotačić, bočni stabilizatori i gel jastučić

Koliko dugo nositi

- Prvi dani: 2–3 sata dnevno, dok se ne naviknete.
- Zatim: tijekom aktivnosti koje opterećuju koljeno (hodanje, rad, trening).
- Ne nosite je tijekom spavanja.

Održavanje

- Ručno pranje na 30 °C blagim deterdžentom, bez omekšivača i izbjeljivača.
- Sušite na zraku, položeno. Ne sušite u sušilici, na radijatoru ni na suncu.
- Silikonski rub povremeno obrišite vlažnom krpom da zadrži prijanjanje.

Kada se obratiti liječniku: ako bol traje unatoč nošenju, ako je koljeno jako oteklo, vruće ili nestabilno, te nakon ozljede ili operacije prije početka nošenja.