

NORIKS kompresijske čarape sa zatvaračem

Kompresija 15–20 mmHg, bočni zatvarač.

Odabir veličine

Veličinu odredite prema **opsegu lista** mjerenom na najširem mjestu, ne prema broju obuće.

Veličina	Broj obuće	Opseg lista
S/M	36–40	23–36 cm
L/XL	40–44	36–45 cm
2XL	44–48	45–56 cm

Oblačenje

- 1 Otvorite bočni zatvarač do kraja.
- 2 Navucite čarapu preko stopala i pete — peta mora sjesti u za nju predviđeni dio.
- 3 Povucite čarapu uz list bez uvijanja tkanine.
- 4 Zatvorite zatvarač odozdo prema gore, držeći tkaninu ravno.
- 5 Poravnajte rub — ne smije se rolati.

Najlakše ih je obuti **ujutro**, dok noge još nisu otečene.



Prije i poslije nošenja

Koliko dugo nositi

- Tijekom dana, dok stojite ili sjedite duže vrijeme.
- Skinite ih prije spavanja, osim ako vam liječnik nije rekao drukčije.

- Prvih dana nosite kraće (2–3 sata) dok se ne naviknete.



Iskustva korisnika

Pranje i njega

- Ručno ili strojno na 30 °C, u vrećici za rublje, zatvarač zatvoren.
- Bez omekšivača i izbjeljivača. Sušite na zraku, ne na radijatoru.
- Zatvarač povremeno obrišite suhom krpom da ostane gladak.

Ne koristite kod otvorenih rana, upale kože, uznapredovale arterijske bolesti ili teške srčane slabosti bez savjeta liječnika. Kod dijabetesa i slabije cirkulacije obavezno se prvo posavjetujte s liječnikom.