

NORIKS upijajuće bokserice

Diskretna zaštita od curenja mokraće.

Odabir veličine

Veličinu birajte kao kod običnih bokserica, prema opsegu struka. Preuska veličina smanjuje upijanje jer tkanina ne prijanja ravnomjerno.

Nošenje

- Upijajući sloj nalazi se sprijeda i mora nalijegati uz tijelo.
- Nose se kao obično donje rublje — bez uložaka i bez pelena.
- Jedan par upija do 300 ml. Kod jačeg curenja zamijenite ih tijekom dana.

Preporučujemo barem tri para u rotaciji: jedan na sebi, jedan u pranju, jedan spreman.



Usporedba s jednokratnom zaštitom

Pranje i njega

- Isperite hladnom vodom neposredno nakon uporabe — time se sprječava zadržavanje mirisa.
- Strojno pranje na **30–40 °C**, program za osjetljivo rublje.
- Bez omekšivača — omekšivač zatvara vlakna i smanjuje upijanje.
- Sušite na zraku. Ne sušite u sušilici i ne peglajte upijajući dio.

Uz pravilno održavanje zadržavaju upijajuću moć kroz stotine pranja.