

NORIKS ortopedski pojas za leđa

Potporna donjem dijelu leđa i rasterećenje kralježnice.

Stavljanje

- 1 Pojas obavijte oko struka tako da **šire leđno pojačanje bude na sredini leđa**.
- 2 Zalijepite prednji dio čičkom, bez zatezanja.
- 3 Bočne trake povucite prema naprijed i zategnite do osjećaja čvrste, ali ugodne potpore.

Ispravno zategnut pojas omogućuje normalno disanje i sjedenje. Ako smeta pri savijanju, popustite bočne trake.



Prije i poslije

Koliko dugo nositi

- Pri fizičkom radu, dizanju tereta i dužem sjedenju.
- Preporučeno do 3–4 sata u komadu, uz pauze.
- Ne nosite ga tijekom spavanja.



Iskustva korisnika

Održavanje

- Ručno pranje na 30 °C, čičak zatvoren da ne hvata tkaninu.
- Sušite na zraku, položeno. Ne sušite u sušilici i ne peglajte.

Kod jakih ili dugotrajnih bolova, utrnulosti nogu ili nakon ozljede obratite se liječniku prije uporabe.