

NORIKS udlaga protiv hrkanja

Prilagodba ugrizu i podešavanje traka #1–#5.

Prilagodba ugrizu (jednokratno)

- 1 Zagrijte vodu do vrenja i maknite je s vatre.
- 2 Udlagu uronite na nekoliko sekundi da omekša.
- 3 Kratko je ohladite da ne bude prevruća, stavite u usta i **ugrizite**.
- 4 Zadržite ugriz oko 20 sekundi, zatim je uronite u hladnu vodu da se učvrsti.

Ako dosjed nije dobar, postupak možete ponoviti.



Zagrijavanje i ugriz

Podešavanje pomaka čeljusti

Traka	Pomak čeljusti	Kada
#1	najmanji	prvih nekoliko noći
#2–#3	+1,5 mm po traci	ako hrkanje ostaje
#4–#5	najveći	samo ako je potrebno

Zaustavite se na traci na kojoj hrkanje prestane, a čeljust je ujutro bez napetosti.



Trake #1–#5

Nošenje

- Nosite je cijelu noć. Uz udlagu možete piti vodu i govoriti.
- Prvih noći moguć je pojačan rad žlijezda slinovnica — to prolazi.



Dišni put prije i poslije

Održavanje

- Isperite mlakom vodom nakon svake uporabe, po potrebi očistite mekom četkicom bez paste.
- Osušite na zraku i čuvajte u kutijici.
- Ne koristite vrelu vodu, perilicu posuđa ni izbjeljivač — promijenili bi joj oblik.

Nije namijenjena osobama s protezom, mostovima ili tek ugrađenim implantatima. Kod sumnje na apneju u snu javite se liječniku.