

NORIKS KneeFix — ortopedska steznica za koljeno

Podesiva kompresija, bočni stabilizatori i gel jastučić za čašicu.

Kompresija	Podesiva kotačićem, bez skidanja steznice
Stabilizacija	Dva bočna stabilizatora
Jastučić	Gel jastučić koji obuhvaća čašicu koljena
Držanje	Silikonski protuklizni rub
Veličine	S/M – 2XL prema tjelesnoj težini; izvedba za lijevo i desno koljeno



U PAKIRANJU

- 1 steznica za koljeno (oznaka L = lijevo, R = desno)

BRZI POČETAK

1. Provjerite oznaku za lijevo ili desno koljeno.
2. Povucite kotačić prema van da ga otpustite, pa navucite steznicu kao čarapu.
3. Poravnajte otvor oko čašice i postupno zategnite kompresiju.

1. Odabir veličine

Veličina	Tjelesna težina
S/M	50 – 75 kg
L	75 – 90 kg
XL	90 – 110 kg
2XL	110 – 130 kg

Steznica se izrađuje odvojeno za lijevo i desno koljeno. Prije stavljanja provjerite oznaku — obrnuto stavljena steznica ne drži stabilizatore na pravom mjestu.

2. Stavljanje

1. Povucite kotačić prema van — tek tada se otpušta i steznicu možete olabaviti ili skinuti.
2. Navucite steznicu preko stopala do koljena, kao čarapu.
3. Namjestite je tako da otvor bude točno oko čašice, a gel jastučić je obuhvaća.
4. Provjerite da su bočni stabilizatori sa strane koljena, a ne sprijeda.
5. Pritisnite kotačić natrag i okretanjem postupno zategnite kompresiju do ugodnog osjećaja potpore.

Udoban oslonac u 3 koraka



1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik
prema gore za
siguran i udoban
dosjed.

2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić
centrirano oko
čšašice koljena.

3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić
kako biste prilagodili
oslonac i stabilnost.

Tri koraka do ispravnog dosjeda.



Kotačić, bočni stabilizatori i gel jastučić.

3. Podešavanje kompresije

- Kompresiju mijenjajte tijekom dana: čvršće pri hodaњу, stepenicama i dužem stajanju, opuštenije pri sjedenju i odmoru.
- Ispravno zategnuta steznica se pri hodu **ne pomiče**, a potkoljenica ostaje normalne boje i topline.
- Za skidanje uvijek prvo povucite kotačić prema van; ne pokušavajte steznicu svući preko zategnutog kotačića.



Bočni stabilizatori prate savijanje koljena.

4. Koliko dugo nositi

- Prvi dani: 2 – 3 sata dnevno, dok se koljeno ne navikne.
- Zatim: tijekom aktivnosti koje opterećuju koljeno — hodanje, rad, trening, stepenice.
- Ne nosite je tijekom spavanja.

5. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Steznica klizi prema dolje	Preslaba kompresija ili vlažna koža	Pritisnite kotačić i dodatno zategnite; silikonski rub obrišite vlažnom krpom da vrati prijanjanje
Trnci ili utrnulost potkoljenice	Prejaka kompresija	Odmah povucite kotačić prema van; ako se osjećaj ne povuče u nekoliko minuta, skinite steznicu

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Otvor ne stoji oko čašice	Steznica navučena prenisko ili obrnuta izvedba L/R	Provjerite oznaku i pomaknite steznicu tako da jastučić obuhvati čašicu
Steznica se uvija u pregibu	Prevelika veličina	Uzmite manji broj prema tablici težine

6. Pranje i njega

- Ručno pranje na 30 °C blagim deterdžentom, bez omekšivača i izbjeljivača.
- Sušite na zraku, položeno. Ne u sušilici, na radijatoru ni na suncu.
- Silikonski rub povremeno obrišite vlažnom krpom da zadrži prijanjanje.
- Kotačić i vodilice držite suhima i čistima od pijeska i prašine.

KneeFix je svakodnevna potpora, a ne medicinski tretman. Kod akutne ozljede, jakog otoka, vrućeg ili nestabilnog koljena te nakon operacije o nošenju odlučite s liječnikom.

7. Jamstvo, zamjena i povrat

- Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.
- Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.
- Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.
- Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.
- Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

KneeFix je svakodnevna potpora, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ako tegobe traju, jačaju ili se jave nakon ozljede, obratite se liječniku.