

## NORIKS FisioRest — uređaj za vrat

Cervikalna trakcija, toplina i vibracija u jednom uređaju.

### Sadržaj pakiranja

- Uređaj FisioRest
- Adapter s kabelom
- Navlaka
- Upute

### Priprema

- 1 Uređaj priključite na struju priloženim adapterom i puniti oko 2 sata prije prve uporabe.
- 2 Provjerite je li navlaka ispravno navučena.
- 3 Uređaj položite na ravnu podlogu (krevet, prostirka, kauč).

### Uporaba

- 1 Ležite na leđa i vrat položite u udubljenje uređaja tako da glava bude oslonjena, a ramena na podlozi.
- 2 Držite gumb „Auto“ oko 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline, vibracije i trakcije.
- 3 Opustite se 15 minuta. Disanje neka bude mirno i duboko.
- 4 Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta uporabe.

### Preporučeni raspored

| Cilj              | Trajanje | Učestalost                |
|-------------------|----------|---------------------------|
| Održavanje        | 15 min   | 1× dnevno                 |
| Izražena napetost | 15 min   | 2× dnevno (jutro i večer) |

Prvih nekoliko dana koristite kraće (7–10 min) dok se vrat ne navikne na istezanje.

### Održavanje

- Navlaku skinite i perite na 30 °C, sušite na zraku.
- Uređaj brišite suhom ili blago vlažnom krpom. Ne uranjajte ga u vodu.
- Čuvajte na suhom mjestu, izvan dosega djece.

**Ne koristite** kod svježe ozljede vrata, prijeloma, osteoporoze, ugrađenog elektrostimulatora srca, u trudnoći te kod jakih vrtoglavica. Ako se tijekom uporabe pojavi bol, trnci ili vrtoglavica, odmah prekinite i javite se

liječniku.

---

NORIKS · Ove upute vrijede za proizvod naveden na naslovu. Za pitanja: [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) · [noriks.com/hr](https://noriks.com/hr)