

NORIKS FisioRest — uređaj za vrat

Trakcija, toplina i vibracijska masaža u sesiji od 15 do 30 minuta.

Baterija	2500 mAh — do 2 sata rada, otprilike 4 sesije po 30 minuta
Punjenje	USB-C, 4 – 6 sati do pune baterije
Grijanje	Do 50 °C, ThermoTrac tehnologija
Sigurnost	Automatsko isključivanje nakon 30 minuta
Sesija	15 minuta na početku, do 30 minuta kasnije

CERVIKALNA TRAKCIJA VRAĆA PRIRODNU KRIVULJU VRATA



U PAKIRANJU

- 1 uređaj FisioRest
- USB-C kabel za punjenje
- Upute

BRZI POČETAK

1. Prije prve uporabe puniti uređaj 4 do 6 sati.
2. Legnite na leđa i položite vrat u ležište tako da glava slobodno visi unatrag.
3. Držite tipku 5 sekundi dok se lampica ne upali; počnite s 15 minuta.

1. Prije prve uporabe


- 1 Priključite priloženi USB-C kabel i puniti uređaj 4 do 6 sati.
- 2 Uređaj postavite na ravnu, čvrstu podlogu — krevet je premekan za pravilnu trakciju.
- 3 Skinite ogrlicu, naušnice i naočale.
- 4 Legnite na leđa i položite vrat u ležište od memorijske pjene.

2. Upravljanje


- **Uključivanje:** držite tipku za masažu ili toplinu 5 sekundi dok se lampica ne upali.
- **Promjena stupnja:** kratkim pritiskom iste tipke mijenjate intenzitet.
- **Isključivanje:** ponovno držite tipku 5 sekundi ili pričekajte automatsko isključivanje nakon 30 minuta.

TERAPIJA TOPLINOM

OPUSTITE NAPETE MIŠIĆE



Vrat leži u ležištu, glava slobodno visi unatrag.




KORAK 1: Napunite

Punite 2 sata priloženim adapterom i kabelom



KORAK 2: Položite

Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.



KORAK 3: Opustite se

Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta uporabe*

Toplina, masaža i trakcija djeluju istodobno.

3. Sesija

Razdoblje	Trajanje sesije	Učestalost
Prvi tjedan	15 minuta	1× dnevno
Drugi tjedan	20 minuta	1× dnevno
Od trećeg tjedna	30 minuta (puni ciklus)	1 – 2× dnevno

Puni ciklus nježne topline, masaže i trakcije traje 30 minuta. Na početku skratite sesiju kako bi se vrat privikao na istezanje.

100,000+ ZADOVOLJNIH KUPACA



Ivana Horvat

Kupila sam jedan za sebe, a sin mi ga je posudio i pitao 'kakva je ovo čarolija i gdje mogu nabaviti jedan'

6d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij



Ana Marić

Imam ga tek nekoliko dana. Koristila sam ga oko tri puta prije spavanja i pustila da odradi tri ciklusa, otprilike 10 minuta. Vrat mi se već osjeća puno bolje.

4w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

18



Marko Kovačević

Imam ga već više od godinu dana, koristim ga 2-3 puta dnevno i obožavam ga!

3w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

13



Petra Novak

Ovaj jastuk mi je spasio vrat. Koristim ga svaku večer i odmah me uspava. Opušta me i masira vrat na svim pravim mjestima. Mala tvrtka, a odgovor im je gotovo trenutno.

8w Sviđa mi se Odgovori



Ivan Jurić

Bio sam nesiguran pri prvoj narudžbi. Toliko mi se svidio da sam odmah naručio još jedan i jedan za mamu. Ne mogu ga dovoljno preporučiti!

1d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij Uređeno



Marija Babić

Ovo je nevjerojatno! Stvarno pomaže kod ukočenosti. Ako ga koristim prije spavanja, budim se manje ukočena.

12w Ljubav Odgovori Sakrij

35



Sanja Vuković

Tek sam ga dobila. Da, stvarno je super. Preporučujem.

2w Ljubav Odgovori

11

Nakon sesije ustajte polako, prvo se okrenite na bok.

4. Rješavanje problema

Što se događa	Uzrok	Rješenje
Uređaj se ne uključuje	Prazna baterija ili prekratak pritisak tipke	Punite 30 minuta i držite tipku punih 5 sekundi
Ne osjeća se istezanje	Uređaj na premekanoj podlozi ili vrat previsoko	Prijeđite na tvrdu podlogu i spustite ramena do poda
Toplina djeluje slabo	Uređaj se još zagrijava	Zagrijavanje traje nekoliko minuta; ne prekrivajte uređaj
Vrtoglavica nakon sesije	Prebrzo ustajanje	Ostanite ležati 1 – 2 minute, okrenite se na bok pa ustanite
Baterija brzo pada	Trajno korištenje najvišeg stupnja grijanja	Grijanje je najveći potrošač; koristite srednji stupanj

5. Čišćenje i čuvanje

- Obrišite vlažnom krpom; uređaj nikada ne uranjajte u vodu i ne perite pod mlazom.
- Navlaku, ako je odvojiva, perite ručno u hladnoj vodi.
- Čuvajte na suhom mjestu, izvan izravnog sunca. Baterija najduže traje ako uređaj ne ostavljate praznim mjesecima.

Ne koristite uređaj ako imate ugrađen elektrostimulator srca, nakon operacije vratne kralježnice, kod osteoporoze, jake ili šireće boli u ruku, kod povišenog krvnog tlaka bez nadzora te u trudnoći — prvo se posavjetujte s liječnikom. Prekinite sesiju ako osjetite bol, trnce ili mučninu.

6. Jamstvo, zamjena i povrat

- Povrat ili zamjenu možete zatražiti u roku od 30 dana od dostave.
- Proizvod mora biti nekorišten, nepran i u originalnom pakiranju, s priloženim računom.
- Troškove povratne dostave snosi kupac, osim ako je proizvod stigao oštećen ili je poslana kriva stavka.
- Povrat novca isplaćujemo na PayPal ili IBAN, u roku od 3 do 5 radnih dana od primitka pošiljke.
- Za povrat ili zamjenu pišite na info@noriks.com i navedite broj narudžbe.

Ako proizvod stigne oštećen ili s greškom u izradi, javite nam se odmah — takav slučaj rješavamo bez troška za vas.

FisioRest je uređaj za opuštanje i svakodnevnu potporu, a ne medicinski tretman. Ne postavlja dijagnozu i ne zamjenjuje savjet liječnika. Ako tegobe traju, jačaju ili se jave nakon ozljede, obratite se liječniku.